VERSUCH NUMMER 500

Der Photoeffekt

Celina Kortmann celina.kortmann@tu-dortmund.de

Jan Lucca Viola janlucca.viola@tu-dortmund.de

Durchführung: 06.06.2023 Abgabe: 13.06.2023

TU Dortmund – Fakultät Physik

Inhaltsverzeichnis

1	Ziel	1
2	Theorie 2.1 Untersuchung mit der Gegenfeldmethode	1 1
3	Aufbau	3
4	Durchführung	3
5	Auswertung5.1 Bestimmung der Grenzspannung	
6	Diskussion	12
	Anhang	15

1 Ziel

In diesem Versuch sollen die Erscheinungen des Photoeffekts untersucht werden. Es sollen die Elektronenenergie in Abhängigkeit von der Frequenz, sowie die Austrittsarbeit und das Verhältnis zwischen Planckschem Wirkungsquantum und Elementarladung $\frac{h}{e_0}$ bestimmt werden.

2 Theorie

In der Quantenelektrodynamik sind das Korpuskel- als auch das Wellenmodell als Grenzfälle enthalten. Um den Photoeffekt, also das Auslösen von Elektronen durch Bestrahlung mit Licht, zu beschreiben muss jedoch das Korpuskelmodell gewählt werden, da das Wellenmodell zu Vorhersagen führt, die so nicht beobachtet werden können. Dazu gehört, dass theoretisch die Elektronen emittiert werden müssten, sobald sie die elektrostatischen, rücktreibenden Kräfte überwinden können. Die Energie der Elektronen müsste außerdem mit zunehmender Intensität anwachsen. Experimentell lassen sich jedoch die folgenden Aussagen bestätigen, welche durch das Korpuskelmodell zu erläutern sind:

- 1. Die Anzahl der Elektronen ist proportional zur Intensität.
- 2. Die Elektronenenergie ist proportional zur Frequenz und unabhängig von der Intensität.
- 3. Es existiert eine Grenzfrequenz, unterhalb der der Photoeffekt nicht auftritt.

Bei der Korpuskeltheorie wird angenommen, dass die Energie von Licht in Photonen quantisiert ist. Nach Einstein verhalten sich Lichtquanten wie Plancksche Energiequanten. Das heißt, dass sich monochromatisches Licht mit der Frequenz ν geradlinig mit der Lichtgeschwindigkeit c bewegt. Alle Photonen haben dann die Energie h ν . Desweiteren teilt sich die Photonenenergie bei Übertrag auf ein Elektron auf die Austrittsarbeit $A_{\bf k}$ und die kinetische Energie des Elektrons auf

$$h\nu = E_{\rm kin} + A_{\rm k} \ . \tag{1}$$

Daraus folgt, dass der Photoeffekt nicht mehr auftreten kann, wenn die Energie des Photons kleiner als die Austrittsarbeit ist. Die emittierten Elektronen folgen der Fermi-Dirac-Verteilung, d.h. dass deren Austrittsgeschwindigkeiten aufgrund vorheriger Energien statistisch verteilt sind. Außerdem lässt sich aus Gleichung 1 erkennen, dass die kinetische Energie proportional zur Frequenz ist. Die Lichtintensität ist in allgemeinen proportional zur Photonenanzahl. Da jedes Photon maximal ein Elektron auslösen kann, ist die Intensität auch proportional zur Anzahl der ausgelösten Elektronen.

2.1 Untersuchung mit der Gegenfeldmethode

Um die kinetische Energie der Elektronen zu messen, muss die Photozelle wie in Abbildung 1 um ein Voltmeter und ein Picoamperemeter erweitert werden. Durch das angelegte




Abbildung 1: Aufbau der Messapparatur zur Messung mit der Gegenfeldmethode [5].

Gegenfeld an der Anode können nur die Elektronen die Anode erreichen, dessen kinetische Energie größer als e_0U_g ist. Bei

$$e_0 U_{\rm g} = \frac{1}{2} m_0 v_{\rm max}^2$$

verschwindet somit der Strom. Es lässt sich also die kinetische Energie der schnellsten Elektronen berechnen

$$h\nu = e_0 U_g + A_k . (2)$$

In der Praxis verschwindet der Photostrom nicht schlagartig bei $U_{\rm g}$, sondern sinkt bereits bei kleineren Spannungen ab. Der typische Verlauf der Strom-Spannungskurve ist in Abbildung 2 dargestellt. Zwischen dem Photostrom und der Spannung gilt ein parabolischer




Abbildung 2: Photostrom in Abhängigkeit von der Bremsspannung [5].

Zusammenhang

$$I_{\rm Ph} \propto U^2$$
.

Desweiteren tritt nur ein Photostrom auf, wenn die Elektronen eine höhere Energie haben als die Austrittsarbeit der Anode ist. In manchen Fällen lässt sich also erst ein Photostrom detektieren, wenn eine beschleunigende Spannung angelegt wird. Ein negativer Strom wird

dann gemessen, wenn die Bremsspannung hinreichend hoch ist und sich dieser Strom mit dem Photostrom von der Kathode kommend überlagert.

3 Aufbau




Abbildung 3: Versuchsaufbau zur Untersuchung des Photoeffekts [5].

In Abbildung 3 ist der verwendete Versuchsaufbau gezeigt. Es werden eine Spektrallampe, ein Aufbau zur Fokussierung des Lichtes, welcher in dem konkreten Fall aus zwei Linsen und einer Spaltblende besteht, einen Geradsichtprisma, um das Licht der Lampe in monochromatisches Licht zu teilen, und ein Photoelement, befindlich auf einem Schwenkarm. Der Schwenkarm dient dazu, die Photozelle so auszurichten, dass jeweils nur Licht einer bestimmten Wellenlänge die Messapparatur erreicht. Die Photozelle wird an ein Amperemeter geschlossen, sodass der Photostrom gemessen werden kann. Je nach angelegter Spannung wird in der Photozelle ein elektrisches Feld erzeugt, welches zur Beschleunigung oder Abbremsung freigesetzter Elektronen dient. Der genaue Aufbau ist in Abbildung 1 bereits dargestellt.

4 Durchführung

Während dieses Experimentes wird der Photostrom von Licht von vier verschiedenen Wellenlängen berechnet. Die Photozelle wird so ausgerichtet, dass nur das Licht der gewünschten Wellenlängen in diese eintreten kann. Dann wird die wird die Spannung des Beschleunigung- bzw. Abbremselements reguliert. Sowohl beim roten, grünen und lila Licht wird die Bremsspannung von $0-2\,\mathrm{V}$ schrittweise erhöht. In regelmäßigen Abständen wird in Abhängigkeit der Spannung der Photostrom abgelesen. Im Anschluss wird die Spannungsquelle umgepolt, sodass das Element als Beschleunigungsfeld dient. Auch hier wird die Spannung von $0-2\,\mathrm{V}$ erhöht. Die Messwerte werden analog erfasst. Für das orange Licht erfolgt die Messung ebenfalls analog, jedoch mit der Ausnahme, dass die Spannung jeweils zwischen $0-20\,\mathrm{V}$ angepasst wird.

5 Auswertung

5.1 Bestimmung der Grenzspannung

Zur Bestimmung der Grenzspannung $U_{\rm g}$ wird eine Ausgleichsgerade durch die Messwerte gelegte. Hierbei ist zu beachten, dass die Ausgleichsgerade die linearen Abschnitte der hauptsächlich Bremsspannung umfasst. Die Nullstelle dieser Geraden ist dann die gesuchte Spannung. Für $U_{\rm g}$ folgt somit

$$U_{\rm g} = -a/b. \tag{3}$$

Die Messwerte des roten Lichtes sind in Tabelle 1 tabellarisch erfasst.

Die in Abbildung 4 dargestellten Messwerte mit der dazugehörigen Ausgleichsgeraden liefern die Funktionsparameter

$$a_{\rm rot} = (4.18 \pm 0.33) \, \frac{{\rm A}^{1/2}}{{\rm V}}$$

 $b_{\rm rot} = (3.41 \pm 0.06) \, {\rm A}^{1/2}$.

Draus folgt gemäß Gleichung 3 ein Wert von $U_{\rm g,rot} = (-0.82 \pm 0.07)\,{\rm V}.$ Anlog zur Bestim-




Abbildung 4: Regression zur Bestimmung der Grenzspannung $U_{\rm g}$ der roten Spektrallinie.

mung von $U_{\rm g}$ des roten Lichtes wurde die Grenzspannung der anderen beiden Wellenlängen berechnet.

Die Messwerte der grünen Spektrallinie sind in Tabelle 2 dargestellt.

Tabelle 1: Messwerte der roten Spektrallinie

U in V	I in pA
0.0	12
0.1	14
0.2	18
0.3	22
0.4	26
0.5	28
0.6	30
0.7	34
0.8	36
0.9	40
1.0	42
1.1	44
1.2	46
1.3	48
1.4	50
1.5	52
1.6	56
1.7	56
1.8	60
1.9	62
2.0	64
-0.1	8
-0.2	6
-0.3	4
-0.4	2
-0.5	2
-0.6	0
-0.7	0
-0.9	0
-1.1	0
-1.3	0
-1.5	0
-1.7	0
-2.0	0

Tabelle 2: Messwerte der grünen Spektrallinie

U in V	I in pA
0.00	500
0.10	580
0.20	620
0.30	700
0.40	760
0.50	840
0.55	880
0.60	900
0.65	940
0.70	940
0.80	1000
0.90	1050
1.00	1100
1.10	1150
1.20	1200
1.30	1250
1.40	1350
1.50	1400
1.60	1500
1.70	1550
1.80	1600
1.90	1700
2.00	1750
-0.10	420
-0.15	360
-0.20	320
-0.25	260
-0.30	200
-0.35	140
-0.40	100
-0.45	60
-0.50	40
-0.55	20
-0.60	0
-0.80	0

Die Messwerte und Ausgleichsgerade des grünen Lichtes ist in Abbildung 5 aufgetragen.

$$\begin{split} a_{\rm gr\ddot{u}n} &= (34.50 \pm 1.40) \, \frac{{\rm A}^{1/2}}{{\rm V}} \\ b_{\rm gr\ddot{u}n} &= (23.90 \pm 0.50) \, {\rm A}^{1/2} \, . \\ \Rightarrow U_{\rm g,gr\ddot{u}n} &= (-0.69 \pm 0.03) \, {\rm V} \end{split}$$




Abbildung 5: Regression zur Bestimmung der Grenzspannung $U_{\rm g}$ der grünen Spektrallinie.

Die Messwerte der lila Spektrallinie sind in Tabelle 3 dargestellt. Die Messwerte und Ausgleichsgerade des violetten Lichtes ist in Abbildung 6 aufgetragen.

$$\begin{split} a_{\rm lila} &= (0.80 \pm 0.030) \, \frac{{\rm A}^{1/2}}{{\rm V}} \\ b_{\rm lila} &= (0.98 \pm 0.01) \, {\rm A}^{1/2} \, . \\ \Rightarrow U_{\rm g,lila} &= (-1.22 \pm 0.04) \, {\rm V} \end{split}$$

Tabelle 3: Messwerte der lila Spektrallinie

U in V	I in pA
0.00	1.00
0.10	1.00
0.20	1.20
0.30	1.20
0.40	1.40
0.50	1.40
0.60	1.60
0.70	1.60
0.80	1.60
0.90	1.80
1.00	1.80
1.10	1.80
1.20	1.90
1.30	1.95
1.40	2.15
1.50	2.25
1.60	2.35
1.70	2.50
1.80	2.55
1.90	2.75
2.00	2.95
0.00	0.85
-0.05	0.85
-0.10	0.80
-0.20	0.70
-0.30	0.60
-0.40	0.50
-0.50	0.40
-0.55	0.34
-0.60	0.28
-0.65	0.24
-0.70	0.18
-0.75	0.14
-0.80	0.12
-0.90	0.06
-1.00	0.02
-1.10	0.00
-1.20	0.00
-1.30	-0.02
-1.40	-0.02
-1.50	-0.02
-1.60	-0.02
-1.70	-0.02
-1.80	-0.02
-1.90	-0.02
-2.00	-0.02
	0.04




Abbildung 6: Regression zur Bestimmung der Grenzspannung $U_{\rm g}$ der violetten Spektrallinie.

5.2 Bestimmung der Austrittsarbeit und des Verhältnisses $\frac{h}{e_0}$

In Tabelle 4 befinden sich die Wellenlängen, die Frequenz und die zugehörige Grenzspannung.

Tabelle 4: Wellenlänge, Frequenz und zugehörige Grenzspannung.

λ in nm	$\nu \text{ in } 10^{14} \cdot \text{Hz}$	$U_{\rm g}$ in V
700	4.28271	0.8158
546	5.49066	0.6930
435	6.89172	1.2215

Die Frequenz wurde dabei mit

$$\nu = \frac{\mathrm{c}}{\lambda}$$

berechnet. Die Wellenlängen wurden vorwiegend der Versuchsanleitung [5] entnommen. Für die Wellenlänge von rotem Licht wurde 700 nm [7] gewählt. In Abbildung 7 wurde nun der jeweilige Betrag Grenzspannung gegen die Frequenz aufgetragen und eine Ausgleichsrechnung mittels einer Geraden

$$y = ax + b$$

durchgeführt. Dabei ergeben sich für die Steigung, welche hier nach Gleichung 2 das Verhältnis $\frac{h}{e_0}$ darstellt

$$a = \frac{h}{e_0} = (1.614 \pm 1.372) \cdot 10^{-15} \,\mathrm{Vs}$$




Abbildung 7: Verlauf der Grenzspannungen in Abhängigkeit von der Frequenz.

und den y-Achsenabschnitt

$$b = A_k = (0.014 \pm 0.776) \,\text{eV}$$
,

welcher hier der Austrittsarbeit $A_{\mathbf{k}}$ entspricht.

In Abbildung 8 wird der Verlauf des Photostroms bei einer Wellenlänge von $\lambda = 578\,\mathrm{nm}$ dargestellt. Dabei wurde ein größeres Intervall der anliegenden Spannung betrachtet. Die dazu gehörenden Messwerte finden sich in Tabelle 5.

Bei hohen beschleunigenden Spannung erreicht der Photostrom asymptotisch einen Sättigungswert. Dies liegt daran, dass ab einer bestimmten Beschleunigungsspannung alle Elektronen die Anode erreichen. Nach der Korpuskeltheorie ist die Anzahl der Elektronen proportional zur Intensität des Lichts, sodass bei konstanter Lichteinstrahlung der obigen Wellenlänge der Strom nicht über einen bestimmten Wert hinauswachsen kann. In Abbildung 8 erkennt man bei großen Beschleunigungsspannungen langsam eine Abflachung des Strom; der Sättigungswert ist jedoch noch nicht ganz erkennbar. Die Annäherung an dem Sättigungswert erfolgt asymptotisch und der Sättigungswert kann in der Praxis nicht vollständig erreicht werden. Dies liegt daran 'dass nicht alle Elektronen durch etwaige Ablenkungen und Widerstände die Anode erreichen können. Bei hohen Beschleunigungen haben diese aber einen immer geringeren Einfluss. Um den Sättigungswert zu erreichen müssen also alle Widerstände und Ablenkungen eliminiert werden. Das ist nur im Vakuum und bei einer ausreichenden Isolierung und Abschirmung von anderen Lichtquellen der gesamten Messapparatur möglich.

Der Photostrom fällt bei $U_{\rm g}$ nicht direkt auf Null ab, da die Elektronen schon vor der Emission aus dem Material eine gewisse Energie haben, welche der Fermi-Dirac-Statistik folgt. Dadurch werden größere Bremsspannungen benötigt, um alle Elektronen soweit auszubremsen, dass sie die Anode nicht erreichen. In Abbildung 8 wird die Null gar nicht erreicht, da die Bremsspannungen scheinbar noch nicht groß genug sind. Dennoch erkennt

Tabelle 5: Messwerte der gelben Spektrallinie.

U in V	I in pA
0	60
1	180
2	280
2.5	320
3	380
3.5	400
4	440
4.5	440
5	460
6	500
7	520
8	540
9	560
10	580
11	580
12	640
13	640
14	660
15	660
16	680
17	700
18	700
19	720
0	180
-1	20
-3	20
-4	15
-5	15
-6	15
-7	15
-8	15
-9	18
-10	18
-11	18
-12	20
-13	20
-14	20
-15	20
-16	20
-17	20
-18	20
-19	20




Abbildung 8: Verlauf des Photostroms der gelben Spektrallinie bei $\lambda = 578\,\mathrm{nm}$.

man direkt unter einer Spannung von 0 V einen etwas höheren Photostrom als bei größeren Bremsspannungen, was darauf hindeutet, dass der Photostrom noch weiter abfallen wird, wenn die Bremsspannung weiter erhöht werden würde.

Grundsätzlich kann ein kleiner entgegengerichteter Strom bei hohen Bremsspannungen gemessen werden. Bei dem Versuchsteil zur gelben Spektrallinie wurde dies jedoch nicht beobachtet Bei der violetten Spektrallinie in Tabelle 3 jedoch schon. Dieser ist damit zu erklären, dass das Kathodenmaterial bei $T=20^{\circ}\,^{\circ}$ C verdampft, wodurch Elektronen freigesetzt werden und sich an der Anode anlagern. Das führt dazu, dass die Elektronen wegen der hohen Bremsspannung von der Anode wegbeschleunigt werden und es wird ein negativer Strom gemessen. Dadurch dass hierbei wesentlich weniger Elektronen zu beobachten sind, kann hier der Sättigungswert erreicht werden.

Da der negative Strom bereits bei energiearmen Licht beobachtet werden kann, muss die Austrittsarbeit mindestens so klein wie die der Kathode sein.

6 Diskussion

Die in Unterabschnitt 5.1 bestimmte Grenzspannung $U_{\rm g}$ verhält sich wider der Erwartungen. Es ist theoretisch anzunehmen, dass mit steigender Energie des Lichtes (Erhöhung der Frequenz), die Grenzspannung betragsmäßig zunimmt. Jedoch zeigt die Auswertung hier eine Abweichung, nach welcher $U_{\rm g,grün}$ zwischen $U_{\rm g,rot}$ und $U_{\rm g,lila}$ liegen müsste. Diese Abweichung kann zum Teil dadurch erklärt werden, dass die Apparatur empfindlich gegenüber schon kleinen Erschütterungen war. So reichte es aus, auf dem Tisch zu schreiben, um die Messung zu beeinflussen. In diesem fall liegt aber wahrscheinlich eher ein systematischer Fehler der Messung vor. So kann es zum Beispiel sein, dass die Skala des Picoamperemeters falsch abgelesen wurde.

Wenn das Verhältnis $\frac{h}{e_0}$ mit dem theoretischen Wert $\frac{h}{e_0} = 4.1356677 \cdot 10^{-15} \, \mathrm{eV}$ verglichen wird, ergibt sich eine Abweichung von 60.97%. Der experimentelle Wert stimmt nicht im Rahmen der Messunsicherheit mit dem theoretischen Wert überein und ist, da er über eine Ausgleichsrechnung bestimmt wurde, recht ungenau, da nur drei Messungen in die Ausgleichsrechnung eingeflossen sind. Dies genügt statistisch nicht, um eine allgemein gültige Aussage zu treffen.

Bei der Austrittsarbeit $A_{\mathbf{k}}$ kann kein Vergleich mit der Theorie hergestellt werden, da das Kathodenmaterial nicht bekannt ist. Der Wert der Austrittsarbeit liegt aber in der Größenordnung von bekannten Austrittsarbeiten von Materialien.

Literatur

- [1] Charles R. Harris u. a. "Array programming with NumPy". In: *Nature* 585.7825 (Sep. 2020), S. 357–362. DOI: 10.1038/s41586-020-2649-2. URL: https://doi.org/10.1038/s41586-020-2649-2.
- [2] John D. Hunter. "Matplotlib: A 2D Graphics Environment". Version 1.4.3. In: Computing in Science & Engineering 9.3 (2007), S. 90–95. DOI: 10.1109/MCSE.2007.55. URL: http://matplotlib.org/. Current version 3.4.3, DOI: 10.5281/zenodo.5194481.
- [3] Eric O. Lebigot. *Uncertainties: a Python package for calculations with uncertainties.* Version 2.4.6.1. URL: http://pythonhosted.org/uncertainties/.
- [4] The pandas development team. pandas-dev/pandas: Pandas. Version latest. Feb. 2020. DOI: 10.5281/zenodo.3509134. URL: https://doi.org/10.5281/zenodo.3509134.
- [5] Versuchsanleitung zu Versuch Nr. 500 Der Photoeffekt. Fakultät Physik, TU Dortmund. 2023.
- [6] Pauli Virtanen u. a. "SciPy 1.0: Fundamental Algorithms for Scientific Computing in Python". In: *Nature Methods* 17 (2020), S. 261–272. DOI: 10.1038/s41592-019-0686-2.
- [7] Welche Wellenlänge hat rotes Licht? URL: https://www.lichtmikroskop.net/optik/rot-wellenlaenge.php (besucht am 12.06.2023).

Anhang

beschleering U	ende Spannung 1 1204	abbremsende	Spanning
	1200 A	9	10-1
		OV	1201
0/1/	1401	0,10	804
021	18 pA	0,21	Cpx 1
0,3 V	2201	0,31	404
0,4 V	26pA	OUV	2 pt
0,5 V	25 p.A	0(2)	2 p.A
0(6)	30 pA	OIGV	OPA
0141	34p4	0,41	001
0,81	3604	0,91	OPA
0,91	4001	A.d.V	OPA
1,01	4201	1,8V	OPA
1,1	lupt	1(5V	Opl
1,2V	4604	1,7	094
1,3V	4801	2V	Opit
1,41	2004		
1,5V	5204		
1.61	56pA		
ditV	SGPA.		
118 V	GODA		
1,90	G2pt		
2.01	GUPA		

grüne Sp			
beschleen	igende Spannung	abaremserd	e Spanning
	12001	<u> </u>	1200
0,0V	500p4 '	000	SCOPA
ONV	280 DY	toul	420 pd
0121	620 pl	OUZV	360 pA
0,3V	700 pt	0,21	320pt
OUV	760 PA	0(25)	260 PA
0,5V	840 pd	0,31	200 PA
0,55V	82004	0,85V	140 PA
OGV	900pA	0,41	1000A
V 2010	940pA	0,45V	060PA
OLEV	940 PA 150	740,5V	40 pA
0,8V	100004	OISSU	20 04
0,9V	1000A	0,6V	opd
1,00	190000	0.81	opt
LilV	13500A		·
1,21	1200pt		
1(3 V	1230pA		
1.4V	1800 pl		
1151	1800 p.L		
liev	150001		
1 LEV	18500 4		
1,81	160pA		
1,90	1500p A 1600p A 1600 p A		
200	145004		

be outenly	gende Spannung	abremsen	de Cannung
0011	10,20	12	1
0,04	lnA	O C V	0.850 A
.011	lnA	0,05V	0,8501
0,21	1,2nA	OllV	ORONA
913V	1,2nA	012V	0,7014
0,40	lound	0(3 V	0,66nA
0,51	Luna	0,40	OSONA
0,6V	1.6nA	O'S/	10,40nA
0,71	1. Cnd	0,500	0,3404
081	1,614	OGV	0,28n4
0,90	1,814	OGSV	C124nA
1.0V	18nA	OFOV	0,1804
Act	1814	0,75V	O, e GnA
1,2V	In land	, D080V	10,12,14
1,8 V	1,9504	A 0,90V	0,06nA
1,41	2,4514	410V	0,0201
15V	2,25nt	KAV	ont
16V	2,35 nA	1,2V	KNO
1,80	2,5nA	1/3 V	-0,02nA
1,80	2,55nA	1,44	-0,02nx
1,90	2,75 n.4	1,5	-0.02nA
2,0V	2.95 n A	1,60	-002nA
		1,7V	-0,02nA
AU = 0,00	05 V 2	1.8V	-002nA
		Nav	-0,020A
		2,0V	-0.02nA

æschleunig	ende Spannung	appemende	Spanning	
Uinv	1 12000	. Uinv		
0.00	60pA	0.00	180 PA	DZQ1
2,0V 2,0V	60pA 18pA 780pA	1V	578 PA	A5pl
2,5V	320 pA	3 /	15 30 04	
3,0V	380 ps	1V 2V 3V 5V 6V 7V 9V	15 20 PA 15 20 PA 15 10 PA 15 0 PA 18 0 PA	
3/ G V	400 pA	77	75 8 6 A	A7 - A
4,00	440pA	ŠV ŠV	18 PA	AZPA
4,5 V	HOUOPA	110	20	
5.0V	460pA	13 V 13 V	15 00 eA 18 0A 18 0A 18 0A 18 0A 20 20 20 20 20 20	
6.0V	500p1	15 V 16 V 17 V 18 V 19 V	20	
7.0V	520pA	17 7	20	
8.0V	540 pt	19 V	20	
9	560	200		
10	586			
11	580			
12	640			
13	640			
14	660			
15	660 660 680		4	
18	700			
19	720			
10=0,051				
				P.
				*